

SHINE

BUZ IPL EPİLASYON ALETİ

KULLANIM KLAVUZU



MODEL NO: HP-03

İçindekiler

Güvenlik	1
Uyarı	1
Daha Yakından Bir Bakış	3
Ice IPL Epilasyon Sistemi	4
Buzlanmadan Önce	4
Talimatlar	5
Kullanım Sonrası Bakım	7
İpuçları	7
Garanti	8
En İyi Sonuç	10
Ürün Bakımı	10
Garanti	11
Şartname	12

Güvenlik

- Hassas bir cildiniz varsa, dermatoloji ile ilgili bir ilaç kullanıyorsanız,
- Dermatoloji ile ilgili tedavi görüyorsanız, hamileyseniz veya önceden mevcut bir tıbbi durumunuz varsa, lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Uyarılar

- Duşta veya banyoda ya da su dolu küvetlerin veya lavaboların yakınında kullanmayın. Ürünü ve güç adaptörünü her zaman kuru tutun.
- Ürünü gözlerinizin, cinsel organlarınızın veya diğer hassas bölgelerin çevresinde kullanmayın.
- Ürünü kullanırken koruyucu gözlük takın. Aksi takdirde yüksek frekansta yanıp sönen ışıklar görmenizi etkileyebilir.
- Ürünün içine herhangi bir nesne sokmayın.
- Ürün hasar görürse, elektrik çarpması riski nedeniyle hiçbir iç parçaya dokunmayın.
- Ürünü 18 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Ürünü şarj etmeden önce güç kablosunun hasarsız olduğundan emin olun.
- Sprey gibi yanıcı veya patlayıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Ürüne zarar verebileceğinden ürünü sallamayın veya ürüne vurmayın.

Kullanımdan sonra cildinizin sıcak ve kızarması normaldir.

Aşırı ağrı veya rahatsızlık hissederseniz, ürünü kullanmayı derhal bırakın ve doktorunuza danışın.



Daha Yakından Tanıyalım

Epilasyon bakımı genellikle acı verici ađda veya lazer kliniđine yapılan garip bir ziyareti ierir. Artık buna gerek yok! SHINE Ice Queen sayesinde lazer tedavisinin profesyonel deneyimini evinize taşıyabilirsiniz!

Şık ve ergonomik tasarım, Yođun Darbeli Işık (IPL) işlemini kullanarak kıl köklerini köklerinden paralamanıza, inatı kıl büyümesini durdurmanıza ve cildinizi ipeksi pürüzsüzlükte tutmanıza olanak tanır.

Buz işlevi, işlem sırasında cildinizi sođutarak epilasyon seansınızın yanmaya bařladığı o acı verici durumları durdurur.

Vücutunuzun her yerinde kullanın ve sadece iki seanstan sonra sonuçları göreceksiniz.

Bu gerçekten sizin nihai Güzellik Arkadařınız!

Buz IPL Epilasyon Sistemi



Buzlanmadan Önce

Ürününüzü kullanmaya başlamak için ne kadar heyecanlı olduğunuzu biliyoruz, ancak başlamadan önce uygun şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Bu, en iyi deneyimi yaşamanızı sağlayacaktır!

- Öncelikle, ürün su geçirmez değildir, bu nedenle ürünü kullanırken banyo veya duştan uzak durun.
- Güvenli bir yere geldiğinizde, tüylerinizin 2 mm'den uzun olmadığından emin olun. Kıllarınız daha uzunsa, kıllarınızı yakabilirsiniz.

tüyler, ciltte kızarıklık ve şişmeye neden olur (ve en hoş koku değildir!) Sunulan tıraş bıçağı ile hızlı bir tıraş, sizi hemen kullanıma hazır hale getirecektir.

- Cildinizi temizleyin, böylece nemlendirici veya jel gibi ürünlerden arınmış olur. aksi takdirde düzgün çalışmaz.
- Yanıp sönen ışıklar görmenizi etkileyebileceğinden, verilen güneş gözlüklerini veya kendi gözlüğünüzü takın.
- Yoğunluk Seviyesi 1'de cildinizin küçük bir bölgesinde yama testi yapın ve ardından 24 saat bekletin. Olumsuz bir tepki almazsanız, tüm vücudunuzda daha yüksek Yoğunluk Seviyelerini kullanmayı deneyebilirsiniz.

Talimatlar

Artık cildiniz hazır olduğuna göre yeni ürününüzü kullanmaya başlayabilirsiniz!

- Güç kablosunu takın ve Güç düğmesine iki saniye basın. Bu, ürünü çalıştıracaktır.
- Yoğunluğu değiştirmek için güç düğmesine hızlıca basın. İlk seansınız için Yoğunluk Seviyesi 1'i kullanın, böylece cildiniz

- ürüne uyum sağlayabilir Cildinize 90 derecelik bir açıyla bastırın. Böylece cildinizin ürünle tamamen temas etmesini sağlayacaksınız.
- Flaş düğmesine hafifçe basın.
Bir flaş göreceksiniz ve hafif bir çatırtı hissedeceksiniz. Cildiniz elektrik akımıyla karıncalanabilir, bu da elastik bir bandın titremesi gibi hissedilebilir. Bu tamamen normaldir. Cildiniz sadece ürüne alışmaya çalışmaktadır.
- Sıcaklık cildinize çok sıcak geliyorsa, Yoğunluk Seviyesini düşürün.
- Tüylere almak istediğiniz bölgeleri düzgün bir şekilde yakmak için cilde mümkün olduğunca yakın tutun.
- Flaş düğmesine bastıktan sonra lamba üzerindeki beyaz ışığın yeniden yanmasını bekleyin ve ardından bir sonraki alanda tekrar basın.
- Geniş bir alanda kullanıyorsanız, Flaş düğmesini iki saniye basılı tutarak Sürekli Flaş Modunu kullanın.
- Cildi soğutmak için ürünün yan tarafındaki Buz düğmesine basın. Buz fonksiyonunu kapatmak için tekrar basın.

- İşiniz bittiğinde, ürünü kapatmak için Güç düğmesini iki saniye basılı tutun. Ürününüzü kullandıktan sonra temizlemeyi unutmayın, böylece bir sonraki epilasyonunuz için hazır olur!
- SHINE'i hassas bölgelerde kullanmamanız gerektiğini unutmayın.

Kullanım Sonrası Bakım

- Kullandıktan sonra en az altı saat boyunca bölgeye su değdirmemeniz önerilir.
- Altı saat sonra bölgeyi nemlendirin. Cildi tahriş edebileceğinden, bölgede parfüm veya aktif bileşenlerden kaçınmaya çalışın.
- Kullandıktan sonraki ilk 48 saat içinde güneş yanığı veya yapay bronzlaşmadan kaçının. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak mümkün değilse SPF50 güneş kremi kullanın.

İpuçları

Geniş alanlarda nasıl kullanılır

- Bacaklarınız veya kollarınız gibi geniş alanlarda mı kullanmak istiyorsunuz?
- Sürekli Flaş Modunu kullanmak isteyeceksiniz.
- Cildin üzerinde tutun ve Flaş düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

- ISHINE'i cilt üzerinde tutun ve Flaş düğmesini iki saniye basılı tutun.
- Flaşlar şimdi ayarlanan aralıklarla otomatik olarak devam edecektir.
- Bu modda SHINE'ni sürekli olarak deride yukarı ve aşağı hareket ettirdiğinizden ve önemli bölgeler üzerinde ileri geri kaydırduğunuzdan emin olun. Bu, hiçbir bölgenin atlanmamasını sağlayacaktır.
- Flaşlar, seçtiğiniz Yoğunluk Seviyesine bağlı olarak farklı hızlarda gerçekleşecektir. Flaş hızı, Yoğunluk Seviyesi 1'de en yükseğe ve Yoğunluk Seviyesi 5'te en düşüğe çıkar.

Garanti Koşulları

SHINE HP-03'ün satın alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca üreticinin malzeme veya işçilik kusurlarından arınmış olduğu garanti edilir. Kaza, yanlış kullanım, suiistimal, ticari kullanım veya yetkisiz ayarlama ve/veya onarımdan kaynaklanan hasar veya aşınma bu garanti kapsamında değildir.

Bu ürünün garanti hizmeti (veya bizim takdirimize bağlı olarak değiştirilmesi) gerektirmesi durumunda, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Satın alma belgesi gereklidir. East Medikal'den önceden izin alınmadan iade edilen ürünler kabul edilmeyecek ve gönderene para iadesi veya değiştirme yapılmayacaktır.

Bu garanti, ürünün satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca kesintisiz olarak kullanılmasını sağlar. Ürünün 12 aylık garanti süresi içinde arızalanması durumunda, müşteri ürünü East Medikal'in takdirine bağlı olarak arızalı ürünün değiştirilmesi veya onarılması şeklinde bir çözüm bulma hakkına sahiptir. Değiştirilen ürünün yeni bir 12 aylık garanti süresine tabi olmayacağını, sadece orijinal ürünün garantisinde kalan aylar için teminat sağlayacağını lütfen unutmayın.

Yukarıda listelenenler dışında hiçbir özel garanti verilmemektedir.

Lütfen bu ürünü perakendeciye iade etmeyin. Garanti hizmeti için doğrudan bizimle iletişime geçin. 0850 255 42 42

Küçük alanlarda nasıl kullanılmalı

El ve ayak parmakları gibi daha küçük alanlarda mı kullanmak istiyorsunuz?

Tek Flaş Modunu kullanmak gerekecektir.

- Tüyleri almak istediğiniz bölgenin üzerine koyun.
 - Flaş düğmesine basın.
 - Ürünü bir sonraki alana hareket ettirin ve lambanın beyaz ışığı yanana kadar bekleyin. Ardından, Flaş düğmesine tekrar basın.
- Diğer küçük alanlar için tekrarlayın.

En İyi Sonular

En iyi sonuları almak iin bu haftalık planı takip edin.

1-4 Hafta

- Haftada 2-3 kez kullanın
- Kılların %75'inden fazlası doęal olarak dökülmeye başlar

5-6 Hafta

- Haftada iki kez kullanın

Yeni tüyler dökülürken tüylerin uzamasını engeller

7-8 Hafta

- Haftada bir kez kullanın
- Kıllar incelir ve daha az görünür

+8 Hafta

- Tüylerin uzamasına baęlı olarak haftada bir veya iki kez olarak kullanın

Ürün Bakımı

En iyi sonuları almak ve ömrünü uzatmak iin, her kullanımdan önce ve sonra temizledięinizden emin olun.

Nasıl temizlenmeli :

- Kapatın ve fişini çekin. Yeni kullandıysanız, tamamen soğuması için zaman verin.
- Işık çıkışının ayna yüzeyini silmek ve temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın.
- Ürünün geri kalanını temizlemek için birkaç damla yüksek konsantrasyonlu alkol (en fazla %96) kullanabilirsiniz.
- Ürünü oda sıcaklığında kuru, tozsuz bir alanda saklayın.
- Ürünü musluk altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Cihazı temizlemek için çelik yünü, yanıcı sıvılar (aseton veya benzin gibi) veya aşındırıcı temizleyiciler (diş macunu gibi) gibi temizlik gereçleri kullanmayın.

Garanti Koşulları

Cihazın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl boyunca üreticinin malzeme veya işçilik kusurlarından muaf olduğu garanti edilir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, ticari kullanım veya yetkisiz ayarlama ve/veya onarımdan kaynaklanan hasar veya aşınma bu garanti kapsamında değildir.

Bu ürünün garanti hizmeti (veya bizim takdirimize bağılı olarak deęiştirilmesi) gerektirmesi durumunda, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Satın alma belgesi gereklidir. East Medikal'den önceden izin alınmadan iade edilen ürünler kabul edilmeyecek ve gönderene para iadesi veya deęiştirme yapılmayacaktır.

Bu garanti, ürünün satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca kesintisiz olarak kullanılmasını öngörmektedir. Ürünün 12 aylık garanti süresi içinde arızalanması durumunda, müşteri, satın alma tarihinden itibaren 12 aydan az bir süre geçmişse onarılması şeklinde bir çözüm için ürünü East Medikal'e gönderme hakkına sahiptir.

Yukarıda listelenenler dışında hiçbir açık garanti yoktur. Bu garanti size belirli yasal haklar verir.

Lütfen bu ürünü perakendeciye iade etmeyin. Garanti hizmeti için doğrudan bizimle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Model :HP-03

Voltaj Kaynağı : 12V DC

Çıkış gücü : 24W/36W/48W



KONTAK EAST MEDİKAL

İletişim Bilgileri

Eastmedikal ile iletişime geçmek isterseniz lütfen **eastmedikal.com** adresini ziyaret edin veya e-posta gönderin. **bilgi@eastmedikal.com**

 0850 255 42 42

Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN :

ÜNVANI: EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES : FEVZİÇAKMAK MAH. YAKAMOZ CD.
NO:11/C KARATAY/KONYA

Müşteri Hizmetleri : +90 (850) 255 42 42

Firma İmza ve Kaşesi :


EAST MEDİKAL
MEDICAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Fevziçakmak Mah. 10659. Sk. Yakamoz Cd. No:C11
Tel: 0533 693 25 42 Karatay/KONYA
Selçuk V.D 3231 205 560

Azami Tamir Süresi : 30 Gün

Garanti Süresi : 1 Yıl

Belge Numarası :

Belge Tarihi :

Markası : **Defond**

Modeli : **HP-03**

Cinsi : **El Tipi IPL Cihazı**

SATICI FİRMANIN :

Ünvanı :

Adresi :

Tel :

Fatura Tarihi ve Numarası :

Tarih :/...../202...

İmza :

KAŞE

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar.

GARANTİ BELGESİ

Aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde, ürünlerin garanti süresi içinde bedelsiz olarak onarımı söz konusudur.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden kaynaklanan hasarlar, darbeler, (çarpma, kırma, çizme, kimyasal, elektrokimyasal ve elektronik etkiler) kullanılan tesisattan kaynaklı hatalar,
2. Ardından, tarafından yapılan yanlış depolama ve orta koşuları,
3. Kaynak sorunları (doğal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler),
4. **SU SIÇRAMALARI** Sonucu elektronik veya mekanik parçalara verdiği hasarlar,
5. Cihaz kullanırken veya ilk devreye alınana kadar emin olun orta koşullarının uygun olmamasından doğan sorunlar (toz, temizlik, kurum, kapak, su, nem, bakım eksikliği, vb.)
6. Kireç, çamur, çapak, demir ya da pisliklerinden meydana gelen kullanacağınız suda tıkanıklık ve hasarlar
7. Cihaz sıcak iken soğuk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıştırılması sonucu meydana gelen hasarlar
8. Elektrik tesisatında sigorta kullanımı, elektrik tesisatında topraklamadan kaynaklanması sorunlar. Kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yüksek ya da alçak ihtiyaçtan kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.[2]
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:

1. Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
4. İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.
5. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı - üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
6. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.