

SHINE

MP-01

Küçük Siyah Nokta Emici için Kullanım Kılavuzu



Yanlış kullanımdan kaynaklanan yaralanmaları önlemek için, lütfen ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Ürünü kesinlikle talimatlara uygun olarak kullanın.

Küçük Siyah Nokta Emici

- Vakum döngüsü, vakum negatif basınç yoluyla oluşturulur ve özel olarak tasarlanmış dört köşeli pist şeklindeki emme başlığı doğrudan cilde etki eder. Ve cihazın ciltle uzun süre temas etmesini sağlayabilir, soyma etkisini, cihaz ve adsorpsiyon fazını teşvik edebilir Güvenli ve ağrısız bir durumda, yüzü derinlemesine temizleyebilir, yaşlanan keratinositleri çıkarabilir, sebumu çıkarabilir, tüy folikülü hunisinden her türlü kiri, akarı ve yağ kalıntısını iyice çıkarabilir ve tüy folikülü hunisini besinlerle doldurabilir.

Ürün Özellikleri

Adı:	Küçük Siyah Nokta Emici
Modeli	MP-01
Net ağırlık	155g
Nominal gerilim	3.7 V
Nominal güç	1.5 W
Şarj voltajı	5V
Ürün ebadı	49*47*215mm
Bileşenleri	Ana cihaz *1 emme başlığı *6 USB şarj kablosu *1
Uygun cilt tipleri	Cihaz tüm cilt tipleri için uygundur (Cilt bakım solüsyonu ile lütfen kullanmadan önce solüsyonun cilt tipini öğrenin.).
Ürün verimliliği	Cildi derinlemesine temizler ve siyah noktaları giderir. Sivilceler Beyaz kafa, makyaj ve yağ temizleme, nemlendirme ve nemlendirici

ür ün t a n ı t ı m ı



Kullanım Tavsiyeleri:

1. 6 çeşit emme başlığı vardır. Küçük emme başlıkları, küçük çalışma alanına sahip parçalar (burun, burun kanadı vb.) için uygundur ve büyük emme başlıkları, geniş çalışma alanına sahip parçalar (yanaklar, alın vb.) için uygundur, lütfen gerçek deneyime göre farklı cilt kullanın Ve operasyon bölgesi, kullanmak için uygun probu seçin.
2. Emiş gücünün üç seviyesi vardır. Seviye seçerken, lütfen kendi hissiyatınıza göre uygun seviyeyi seçin.
3. Cihazın çalışması sırasında, sallamak veya baş aşağı tutmak kesinlikle yasaktır (Açı <math>< 45^\circ</math> olmalıdır).
4. Lütfen şarj kablosunu düzgün bir şekilde kullanın ve saklayın ve veri kablosunu istediğiniz gibi katlamayın, germeyin, bükmeyin veya sarmayın.
5. Şarj olurken, elektrik miktarı gösterge ışığı beyaz renkte yanıp söner ve her zaman yanar. Şarj işlemi anormal olduğunda, lütfen gücü hemen kesiniz:

- Kullanım şekli:
- 1. Yüzün ılık su ile temizlenmesi ve gözeneklerin açılması için buruna 2-3 dakika sıcak havlu uygulanması önerilir.
- 2. Su haznesini doğru yöntemle sökün ve temiz su haznesine temiz su enjekte edin. Temiz su tankına su miktarının dörtte üçünün eklenmesi ve su tankının gövdeye dikey olarak geri takılması önerilir.
- 3. İhtiyaçlarınıza göre makineye takmak için farklı emiş başlıkları seçin. makinenin anahtar düğmesine kısaca basın, makineyi açın ve uygun seviye gücünü seçin. Önce küçük dairesel delikli bir emiş başlığı kullanmanız ve makineyi doğru kullanım yöntemine göre çalıştırmanız önerilir. En fazla 2 saniye kalması tavsiye edilir ve her kullanım çok uzun olmamalıdır. Kullanım sırasında emiş başlığı uzun süre aynı pozisyonda bırakılamaz ve sürekli olarak kaydırılarak kaldırılması gerekir. (Aynı alanda uzun süre kalmamayı unutmayın.)
- 4. Her bir kaydırma ve kaldırma mesafesi 1-2 santimetredir.
- 5. 5. Kaydırdıktan sonra bölgede su izleri varsa.
- 6. Bu ürünü kullandıktan sonra. Yüzde kızarıklık görülmesi normal bir reaksiyondur ve genellikle 5-10 dakika içinde kaybolur.
- *Dikkat. Kullanmadan önce, lütfen yüzünüze uygulamadan önce elinizin arkasında uygulayın, aksi takdirde ürünün aşırı emişinden dolayı cildinizde hasara neden olabilir.
- Su haznesini sökme yöntemi:
- 1. Makineyi 90 derecede dikey olarak kaldırın, bir elinizle makine gövdesini sıkıca tutun, diğer elinizle su haznesini tutun, sağa sola veya geriye sallayın ve aşağı çekin, su haznesini yavaşça dışarı çekin ve su haznesine uygun miktarda temiz su ekleyin.
- Su haznesi yerleştirme yöntemi:
- 1. Makineyi 90° dikey olarak kaldırın, bir elinizle makine gövdesini diğer elinizle su tankını tutun, emme borusunu temiz su tankına yerleştirin, su tankının sol tarafındaki konumlandırma oluşunu makine gövdesinin konumlandırma deliği ile hizalayın ve su tankını yavaşça makinenin içine bastırın. Su tankı makineye bastırılmıyorsa, su tankını çevirin ve su tankı makine gövdesine oturuncaya kadar makine gövdesine bastırın.
- Kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar:
- 1. Asıl amaç dışında kullanılması yasaktır.
- 2. Cildin zarar görmesini önlemek için kullanırken uygun emme başlığını ve donanımını seçin.
- 3. Aşırı kullanım cilde zarar verebilir. Cilt rahatsızlık hissederse kullanmayı bırakın.
- 4. Siyah başlı sıvının siyah başlı emme aleti ile kullanılması tavsiye edilir. Haftada bir kez kullanılması tavsiye edilir.
-

5. Yüz temizleme veya bakım ürünlerini cilt bakım ürünleriyle birlikte kullanmadan önce, lütfen öncelikle ürünlerin uygun cilt yapısı ve önlemlerini öğrenin.

6. Makinenin arızalanmasına neden olabilecek yüksek sıcaklık ve nem, toz ve havai fişek bulunan yerlerde kullanılması veya saklanması yasaktır.

Cihazın yanlış çalıştırılması ürün ömrünün kışalmasına neden olur.

8. Cilt problemleriniz, akneniz varsa veya yüzünüzde estetik ameliyat geçirdiyse kullanmadan önce bir dermatoloğa danışın.

9. Bu ürünü ilk kez kullanırken, uygulama ve vakumlama yöntemine bağlı olarak hafif kızarıklık ve şişlik görülebilir Yanlış ayarlamadan kaynaklanıyorsa, vakumlama ihtiyaca göre ayarlanabilir.

10. Ürünün hasarlı olduğu tespit edilirse, lütfen derhal kullanmayı bırakın;

11. Lütfen ürünü uzun süre gözetimsiz şarj etmeyin ve maksimum şarj süresi 12 saati geçmemelidir.

Uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen en az altı ayda bir tam olarak şarj edin.

12. Lütfen ürünün içindeki pili sökmeyin veya değiştirmeyin; Dahili pil sızıntısı veya başka bir anormallik tespit edilirse, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve satış sonrası servisimizle iletişime geçin;

13. Ürünün aşağıdaki ortamlarda şarj edilmesi, kullanılması ve saklanması tavsiye edilir 10-40°C arasında;

Uyarı:

1. Bu ürünü kullandıktan sonra lütfen kuru bir yerde saklayın, doğrudan güneş ışığı veya ısı kaynağı olan bir yerde saklamayın;

2. Medeni davranış ehliyetine sahip olmayan ve ilgili deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) ürün, vasinin gözetimi ve rehberliği altında kullanılmalı, temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır;

3. Nemli bir ortamda şarj etmeyin;

4. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

5. Ürünü şarj ederken, lütfen gücü kapattığınızdan ve şarj için şarj kablosunu bağladığınızdan emin olun.

6. Makineye su veya diğer sıvıların girmesini ve makineye zarar vermesini önlemek için lütfen kullanmadan önce makinenin üzerindeki suyu veya diğer sıvıları silin;

7. Bu ürün plastik cerrahi, rinoplasti ve kozmetik cilt cerrahisinin diğer bölümlerinde kullanılmamalıdır;

8. Bu ürün su geçirmez değildir, zarar görmemesi için lütfen su ile yıkamayınız;

9. Güç kablosu hasar görürse, üreticisinden veya bakım departmanından satın alınan profesyonel bir kablo veya özel bir bileşenle değiştirilmelidir;

10. Profesyonel olmayan kişilerin, tehlikeyi önlemek için dahili pili kendi başlarına sökmelerine, onarmalarına, yeniden takmalarına veya değiştirmelerine izin verilmez;

11. Kısa devre veya diğer öngörülemez tehlikeleri önlemek için ürünü ateşe veya suya sokmayın;

12. Ürünü çarpmayın veya düşürmeyin. Çarpma veya düşürme nedeniyle ürün hasar görürse, lütfen hemen kullanmayı bırakın ve satış sonrası şirketimizle iletişime geçin.

Temizlik ve bakım:

Bakıma ihtiyaç duyduğunuzda, lütfen önce gücün kapalı olduğundan emin olun. Lütfen makineyi temiz su ile yıkamayın, bu makineye zarar verebilir. Lütfen kuru bez veya biraz sabunla yumuşak bir bez kullanın.

. Emme başlığını temizleyin: Emme başlığını temizlerken, lütfen emme başlığı ve temiz su ile durulayın.

- Gövdeyi silmek için aşındırıcı solüsyon kullanmayın: alkol, tiner, benzin, tırnak çıkarıcı vb. kullanmayın Silme, ürün arızasına veya parçaların çatlamasına, renk bozulmasına vb. neden olabilir.

çevre koruma:

Ürün kullanım ömrüne ulaştığında, ülkenin veya bölgenin yasa ve yönetmeliklerine göre terk edilmeden önce çıkarılmalıdır Dahili piller geri dönüştürülür ve uygun şekilde imha edilir. Pili çıkaramıyorsanız, lütfen ürünü hükümetin belirlediği kişilere Geri Dönüşüm merkezine bırakın.

Uyarı:

1. Pilin patlamasını veya zehirli ve zararlı maddelerin açığa çıkmasını önlemek için pili ateşe atmayın;
 2. Yanmasını ve yangına neden olmasını önlemek için pile kısa devre yaptırmayın;
 3. Atılmayacağı sürece ürünü parçalarına ayırmayın. Prematüre Sökme işlemi ürüne zarar verecektir; Çalışma sırasında temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Önce güç kaynağı bağlantısı kesilmelidir
- pili çıkarmak:
4. Pili çıkarmadan önce pilin bitmiş olduğundan emin olun; Gücünüzün bitmesi halinde, otomatik kapanmaya kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

depolama

Sıcaklık aralığı -10°C~+50°C

Bağıl nem oranı 10%-80%

Çevresel Gereksinimler Temizlik, havalandırma
Aşındırıcı gaz yok

Ürünlerdeki zararlı maddelerin adı ve içeriği

Parça adı	kurşun (pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalent Krom (Cr (VI))	Polybromine biphenyl (PBB)	Polibromin Dibenzil eter (PBDE)
Plastic parts	0	0	0	0	0	X*
Hardware	0	0	0	0	0	0
Motor assembly	0	0	0	0	0	0
Circuit control module	X*	0	0	0	0	0
enclosure	0	0	0	0	0	0

Bu form SJ/T 11364.0'a göre derlenmiştir: Parçanın tüm homojen malzemelerindeki zararlı madde içeriğinin GB/t26572'de olduğu anlamına gelir Belirtilen sınır gereksinimleri aşağıdadır.10: Sahadaki en az bir homojen malzemedeki tehlikeli madde içeriğinin GB/T26572.a'yı aştığını gösterir: Bileşen malzemelerdeki zararlı maddelerin içeriği, AB ROHS direktifi muafiyet maddelerinin (2011/65/EU) sınırlarını karşılamaktadır.

--Tabloda gösterilen "tehlikeli maddeler" ve üründeki ilgili parçaların normal kullanımı, normal koşullar altında insan vücudu ve çevre üzerinde herhangi bir zararlı etki yaratmaz ve tüketicilere ve geri dönüşüm yerlerine göndermek için kullanılabilir Uygulayıcılar tarafından sağlanan ilgili malzeme açıklaması, atık ürünlerin uygun şekilde imha edilmesine yardımcı olur.



Satış sonrası garanti belgesi

Değerli müşterilerimiz

Her şeyden önce, bu ürünü seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz, lütfen size en iyi hizmeti sunma fırsatına sahip olalım, cihazı kullanmak için, Satın aldıktan sonra lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve bu garanti kartını düzgün bir şekilde saklayın.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle mesai saatleri içerisinde iletişime geçin, en kısa sürede çözelim!

1. Ürün kalite sorunları nedeniyle normal olarak kullanılamıyorsa, size satış sonrası hizmet sunmak için lütfen satış sonrası müşteri hizmetleri ile zamanında alıcınızla iletişime geçin.

2. Herhangi bir kargo gönderisini kabul etmiyoruz ve ödemeyi tahsil etmiyoruz. Özel satış sonrası müşteri hizmetleri gönderi konularını çözmek için sizinle iletişim kuracaktır.

3. Lütfen satış sonrası servis kartını sabırla doldurun ve mümkün olan en kısa sürede alabilmemiz için mallarla birlikte geri gönderin, teşekkür ederiz.



Üretici Firma :

Guangzhou Defond Electronic Technology Co. Ltd.

2nd Bldg C, No.569, Huangbian North Baiyun District,
Guangzhou, CHINA

İthalatçı Firma :

EAST MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Fevziçakmak Mah. Yakamoz Cd. No:11/C Büsan Organize Sanayi
42050 Karatay KONYA

0850 255 42 42

Ad Soyad _____ Sipariş No _____

Telefon Numarası: _____ Satın alma kanalı: _____

Satın alma hesap numarası: _____

Gönderi adresi: _____

Servis Notları: _____